

OM OrgaMik  
Laboratuvarları

پاوركاميك

سلامت الأغذيتة



## جرموق {حذاء فوقي} المعقمة الجاهزة للاستعمال

### لاختبار الاسطح الميكروبيولوجية

#### الخصائص العامة

#### الضوابط

تدقيق ذاتي مسجل اثناء الانتاج. تدقيق نسبة التأين والقيام بعملية اختبار بكتريولوجي لكل منتج، والمحافظة على نموذج من كل مجموعة من المنتج.

#### عملية التطوير المستمر

- حازت على وثيقة ايزو 9001 مائة بالمئة في البحث والتطوير
- ضمان المتابعة: ارقام المجموعة صلاحية النفاذ للأحذية الفوقية والفاطورة والعلب.



#### عملية التعقيم

عملية التعقيم الاشعاعي ادنى حد 15 كغم. متابعة الخارجية من قبل برامج الجودة. اثبات ودليل التعقيم الاشعاعي هي الوثيقة واللاصقة في كل علبة على حد.



#### مدة الصلاحية

المبلة: سنة واحدة. الجافة: سنتان

#### التخزين

تكون بدرجة حرارة الغرفة ما بين 15° الى 25° درجة مئوية.

#### مدة عملية اخذ العينات

التوصية: العينات المبردة بدرجة ما بين 4° الى 8°، يجب ان ينقل باقل وقت ممكن خلال 25 ساعة بواسطة البريد السريع.



#### قطعة قماش للتنظيف {من اليسار الى اليمين}

- تعقيم اليدين، لبس القفازات
- خذوا الحقيبة التي تحتوي على القماش
- افتح الشريط الفوقي
- اخرج القماش المعقم وامسح النموذج او العينة به
- ضع القماش مرة اخرى الى الحقيبة المعقمة
- اغلق باحكام
- تحديد وتشخيص النموذج
- يوصى باستعمال جسم ايزوترم



ستاريسوكس جواريب التنظيف

{من اليسار الى اليمين}

- تعقيم اليدين، لبس القفازات
- لبس جواريب التنظيف فوق الحذاء
- ابدأ بأخذ العينات
- ضع الجواريب الى حقيبة النماذج مرة اخرى. ويغلق باحكام
- يتم تشخيص النموذج وارسله الى المختبر.



العنوان:

Huzur Mahallesi Karadeniz caddesi  
Kilitbahir sokak No:5 Ümraniye / İSTANBUL

Tel : +90 216 612 5426

Faks : +90 216 612 5426

Cep : +90 543 769 5450

E-posta: info@orgamik.com.tr

[www.orgamik.com.tr](http://www.orgamik.com.tr)

مختبر  
أوركاميك