


OM OrgaMik
Laboratuvarları

پاوركاميك

الصحة الحيوانية



ظهور البكتريا السامة

النظام الاوروي: EU N 1190/2012, EU N⁰ 213/2009, EU N⁰ 517/2011, EU N⁰ 200/2012

الالات/المواد المعقمة جاهزة للاختبار المجهرى للاسطح

ستري سوكس؛ الحل المثالي لمنطقة المراقبة

التأثير



- يعكس الاسطح النموذجية بشكل جيد
- يجمع محتويات {البراز} بشكل متكامل
- نسيج مقاوم، لامتزق، محكم، قابلة للاختراق
- السائل المثري للعينه في الحقل تطلق بسرعة

مريحة جداً

جاهزة للاستعمال

سهلة الارتداء؛ شريط مطاطي قابل للتوسيع



المستحضرات والتجهيز

النسبة والكمية المناسبة، خلط الملح او تحديث سائل البيبتون بالممثل الطبيعي عشرة بالمئة.

هناك نوعية اخرى جافة كذلك

قماش التنظيف سودي باكس؛ تجرِبته وتطوِير 15 عام



- القماش غير محاكاة
- عزل ومنع الجراثيم بشكل عالي.
- مقاومة جداً
- حجم منسق ومتماسك
- لا يحتاج الى معالجة مييد الجراثيم
- لا يتقطر
- لا تحصل فيه نقص في الالياف في الاسطح الباردة

المخفضات

ماء مقطر، سائل البيبتون عازلة، وطبيعية عشرة بالمئة بواسطة الموزع.



الجرعة المعيرة

اللباس حسب الاحجام والمستويات

التدقيق والمعايرة المستمرة اثناء الانتاج والسيطرة الذاتية.

وهناك نوع آخر جاف

• تحديد وتشخيص النموذج

• يوصى باستعمال جسم ايزوترم

أي نوع من المخففات تستخدم خلال فترة الانتاج وفقا لنوع الفحوصات ؟

---- البراز، المسحوق..... من العينات

الماء المقطر أو مسحوق تريبتون

وفقا للنظام الاوروي للقائمين بتربية الدواجن {الدجاج الأحمر البري والديك الرومي}

عدم وجود مخففات {اخذ العينة الجافة}

لمربي الأسماك، والدواجن {البط، الدجاج المزرکش..} والخنازير

ما بعد التعقيم

---- الفحص النهائي للتعقيم

سائل الببتون عازلة، وطبيعية عشرة بالمئة بواسطة الموزع

المعادلة بواسطة الممثل، إيقاف تأثير وقاية مضاد الجراثيم ومانع للعفونة.

أي نوع من العينة تأخذ بالنسبة للسطح المراد فحصه

القماش الغير المحاك - 900 سم مربع

القفص، الشارين، المربين، علب الاعشاش، الاقسام، نظام الناقل، ملاحقة الاسقاط، كاشطات، قنوات التهوية،

الروابط والمخارج...

الجواريب المبللة او الجافة

الأسطح الارضية، يجب ان تبلل قبل اختبار الدجاج المزرکش والديك الرومي.

العنوان:

Huzur Mahallesi Karadeniz caddesi

Kilitbahir sokak No:5 Ümraniye / İSTANBUL

Tel : +90 216 612 5426

Faks : +90 216 612 5426

Cep : +90 543 769 5450

E-posta: info@orgamik.com.tr

www.orgamik.com.tr

أوركاميك

