



# STERİL NUMUNE POŞETİ

## Orgamik Steril Numune Poşeti

Steril numune poşetleri Mikrobiyolojik analizlerinizde örnek alımı için kullanılır. Alınan ürün üzerinde hiçbir değişiklik olmadan numunenin çalışılacağı yere ulaşması gerekir. Bu nedenle Steril numune poşetinin alınan örneği iyi saklaması, hava almaması ve sızdırmaz olması çok önemlidir.

Orgamik Numune Poşetleri sızdırmazlık ve ısıya dayanıklılık testlerinden tam not alarak bu standartları fazlasıyla karşılamaktadır.

Orgamik patentli ürünümüz farklı tiplerde ve ölçülerde üretilebilmektedir.



### Üretimini yaptığımız Bazı Poşet Boyutları

	En	Boy	Körük	
1	200	250	50	mm
2	180	230	45	mm
3	200	160	40	mm
4	160	200	30	mm



### Adres:

Huzur Mahallesi Karadeniz caddesi  
Kilitbahir sokak No:5 Ümraniye / İSTANBUL

Tel : 0 (216) 612 5426

Faks : 0 (216) 612 5426

Cep : 0 (543) 769 5450

E-posta: info@orgamik.com.tr

[www.orgamik.com.tr](http://www.orgamik.com.tr)